



Մանրէաբանական լաբորատորիայի կողմից մատուցվող ծառայություններ

Ծառայության տեսակ	Ծառայության անվանում	Զափի միավոր	Պետպատվեր գին	Գին վճարովի	Մեթոդ	Նմուշ	Նմուշի տարա	Նմուշի ընդունման և մերժման չափանիշներ	Պատասխանի տրման ժամանակահատված	Առկա է արդյոք հետազոտության	Եթե կա, ապա նշել կարգավիճակը	ԳՄԸ -ն առկա է
Հետազոտություն	Խմելու ջրի մանրէաբանական հետազոտություն. Մանրէների ընդհանուր թիվ, ընդհանուր կոլի ֆորմ մանրէներ, ջերմատուլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ	1 հետազ./1 ցուցանիշ		1500	Տիտրման մեթոդ	Ջուր		•մանրէագերծ տարա, պտուտակվող խցանով •նվազագույնը 500 մլ ջրի ծավալ • տեղափոխման ժամանակահատվածը 2-5 օC սառնարանային պայմաններում առավելագույնը՝ 8 ժամ, ոչ սառնարանային՝ 2 ժամ	2-3 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Խմելու ջրի մանրէաբանական հետազոտություն. Մանրէների ընդհանուր թիվ, ընդհանուր կոլի ֆորմ մանրէներ, ջերմատուլերանտ կոլիֆորմ մանրէներ	1 հետազ./1 ցուցանիշ		1500	Զտման մեթոդ	Ջուր		•Մանրէագերծ տարա, պտուտակվող խցանով •նվազագույնը 500 մլ ջրի ծավալ • տեղափոխման ժամանակահատվածը 2-5օC սառնարանային պայմաններում առավելագույնը՝ 8 ժամ, ոչ սառնարանային՝ 2 ժամ	1-2 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Մննդամթերքի, սննդի հետ շփվող արտադրանքի մանրէաբանական հետազոտություն (ոչ պահածո)	1 հետազ./1 ցուցանիշ		1500	Դասականման մանրէաբանական	Մննդամթերք		•մանրէագերծ , հերմետիկ փակվող տարա • նվազագույնը 200մլ(սմ³) նմուշի ծավալ • սառնարանային՝ 2-8°C ջերմաստիճան	3-5 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Մննդամթերքի, սննդի հետ շփվող արտադրանքի մանրէաբանական հետազոտություն՝ պահածո	1 հետազ./1 ցուցանիշ		1500	Դասականման մանրէաբանական	Մննդամթերք		•արտադրական տարա	8-15 օր	այո	հաստատված	այո՝ ԳՕՍ
Հետազոտություն	Անձնական հիգիենայի պարագաների մանրէաբանական հետազոտություն	1 հետազ./1 ցուցանիշ		1500	Դասականման մանրէաբանական	Անձնական հիգիենայի պարագաներ		•Ամբողջական (չվնասված) փաթեթավորում	5 օր	այո	հաստատված	այո՝ ԳՕՍ
Հետազոտություն	Օծանելիքային, դիմահարդարման և հարդարման միջոցներ, դեղորայք	1 հետազ./1 ցուցանիշ		1500	Դասականման մանրէաբանական	Օծանելիքային, դիմահարդարման և հարդարման		•ամբողջական (չվնասված) փաթեթավորում	5 օր	այո	հաստատված	այո՝ ԳՕՍ

Հետազոտություն	Կոլիֆագի որոշում խմելու, բաց ջրամբարների և լողավազանների ջրերում	1 հետազ.		5000	Դասական-մանրէաբանակ	Ջուր		• մանրէազերծ տարա, պտուտակվող խցանով • նվազագույնը 100 մլ ջրի ծավալ • տեղափոխման ժամանակահատվածը 2-5°C սառնարանային պայմաններում առավելագույնը՝ 8 ժամ, ոչ սառնարանային՝ 2 ժամ:	4 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Աղիքային խմբի ախտածին մանրէների հայտնաբերում խմելու, բաց ջրամբարների և լողավազանների ջրերում	1 հետազ./1 ցուցանիշ		8000	Դասական-մանրէաբանակ	Ջուր		• մանրէազերծ տարա, պտուտակվող խցանով • նվազագույնը 1000 մլ ջրի ծավալ • տեղափոխման ժամանակահատվածը 2-5°C սառնարանային պայմաններում առավելագույնը՝ 8 ժամ, ոչ սառնարանային՝ 2 ժամ:	4 -5օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Լվացուկների հետազոտություն՝ ախտահանման և մաքրման որակների հսկողության վերաբերյալ	1 ցուցանիշ		500	Դասական-մանրէաբանակ	Լվացուկ		• մանրէազերծ սնուցող միջավայրով կամ ֆիզիոլոգիական լուծույթով փորձանոթ վիրախծուծով • փոխադրումը՝ 2 ժամվա ընթացքում	3 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Լվացուկների և բժշկական նշանակության իրերի հետազոտություն՝ մանրէազերծման որակի հսկողության վերաբերյալ	1 ցուցանիշ		500	Դասական-մանրէաբանակ	Լվացուկ		• մանրէազերծ սնուցող միջավայրով կամ ֆիզիոլոգիական լուծույթով փորձանոթ վիրախծուծով կամ մանր գործիքների/փափուկ նյութի դեպքում՝ գործիքը կամ նյութը	8-14 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Օդային միջավայրի մանրէաբանական հետազոտություն	1 հետազ./1 ցուցանիշ		2000	Նստեցման մեթոդ/ներծծման մեթոդ	Օդ		• Պետրիի թասում մանրէազերծ սնուցող միջավայր • փոխադրումը՝ մինչև 2 ժամվա ընթացքում	2-5 օր	այո	հաստատված	ոչ

Հետազոտություն	Հողի մանրէաբանական հետազոտություն	1 հետազ./1 ցուցանիշ		1500	Դասական-մանրէաբանական	Հող		• մանրէազերծ տարա • նվազագույնը 600 գրամ • փոխադրումը և/կամ պահպանումը՝ մինչև 24 ժամ՝ սառնարանային պայմաններում	3 -5 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Կենսաբանական նյութի նմուշների հետազոտություն՝ խորիս, բրոնխների լվացման ջրեր	1 նմուշ	3000	4000	Դասական-մանրէաբանական	Խորիս, բրոնխների լվացման ջրեր		• առավոտյան չափաբաժինը՝ ատամները և բերանի խոռոչը լվանալուց հետո • մանրէազերծ, լայնաբերան տարա • աջ և ձախ կրծքազեղծերի կաթը նմուշառում են առանձին • առաջին բաժինը 5-10 մլ ծավալով թափում են, այնուհետև կթում ևս 3-5 մլ • փոխադրումը՝ 2-3 ժամվա ընթացքում՝ այդ ընթացքում պահպանելով 4°C ջերմաստիճանում	5 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Կենսաբանական նյութի նմուշների հետազոտություն՝ կրծքի կաթ	1 նմուշ		4000	Դասական-մանրէաբանական	Կրծքի կաթ		• օդային միջավայրի մանրէազերծման պայմաններում • կերակրելուց 2 ժամ առաջ կամ 2 ժամ հետո • օճառով լվանում են ձեռքերը և 70% սպիրտով թրջած բամբակյա վիրախճուճով հանգամանորեն մշակում մատները, պտուկները և դրանց հարող տարածքը • մանրէազերծ տարա • նվազագույնը՝ 1 մլ նմուշ	5 օր	այո	հաստատված	ոչ

Հետազոտություն	Կենսաբանական նյութի նմուշների հետազոտություն՝ մեզ (ընդհանուր մանրէաբանական)	1 նմուշ		4000	Դասական-մանրէաբանական	Մեզ		• մեզի միջին չափաբաժինը նախորդ միզարձակումից ոչ ուշ, քան 4 ժամ հետո • ձեռքերը և սեռական օրգանը տաք ջրով և օճառով հանգամանորեն լվանալուց և մանրէազերծ անձեռոցիկով չորացնելուց հետո • մանրէազերծ տարա • նվազագույնը՝ 5-10մլ ծավալով նմուշ • փոխադրումը 1-2 ժամում, հակառակ դեպքում՝ պահպանումը սառնարանային պայմաններում՝ (4-8)°C ջերմաստիճանում, առավելագույնը 6-12 ժամ:	5 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Կենսաբանական նյութի նմուշների հետազոտություն՝ պունկտատ, էքսուդատ, տրանսուդատ	1 նմուշ		4000	Դասական-մանրէաբանական	Պունկտատ, տրանսուդատ, էքսուդատ		• նմուշառումը մանրէազերծ ներարկչի կամ բամբակյա խծուծի օգնությամբ՝ տեղադրելով այն մանրէազերծ տարայի մեջ • մանրէազերծ տարա • նվազագույնը՝ 1 մլ նմուշ • փոխադրումը՝ առավելագույնը 1 ժամվա ընթացքում, (4-8)°C ջերմաստիճանում թույլատրվում է վերջիններիս պահպանումը մինչև 2 ժամ, ՓՄ-ի վրա՝ մինչև 12 ժամ	5 օր	այո	հաստատված	ոչ

Հետազոտություն	Կենսաբանական նյութի նմուշների հետազոտություն՝ վերքային արտազատուկ (կարբունկուլ, ֆուրունկուլ և այլն),	1 նմուշ		4000	Դասականմանը բանական	Վերքային արտազատուկ (կարբունկուլ, ֆուրունկուլ և այլն)		• վերքի շրջակայքի կամ բորբոքման օջախի վրայի մաշկի մշակում 70% էթիլ սպիրտով և 1-2% յոդի թուրմով • նմուշառումը երկու բամբակյա, վիսկոզից կամ դակրոնային ձող-վիրախձուծներով կամ Ամիեսի կամ Ստյուարտի ՓՄ-ներով՝ ցանքն անմիջապես կատարելու անհնարինության դեպքում • Նմուշի փոխադրումը առավելագույնը 1 ժամվա ընթացքում, (4-8)°C ջերմաստիճանում թույլատրվում է պահել մինչև 2 ժամ, ՓՄ-ի վրա՝ մինչև 12 ժամ	5 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Կենսաբանական նյութի նմուշների հետազոտություն՝ աչքի քսուկի հետազոտություն, ականջի քսուկի հետազոտություն	1 նմուշ		4000		աչքի քսուկի հետազոտություն, ականջի քսուկի հետազոտություն		• նմուշառումը բորբոքային երևույթների բուռն շրջանում՝ նախքան ՀՄԴ-ների և հականեխիչ միջոցների ընդունումն ու աչքիականջի մշակման ընթացակարգերը, հակառակ դեպքում՝ մինչև նմուշառումը, նվազագույնը 6-8 ժամ առաջ, դադարեցնում են տվյալ բուժումը • նմուշառումը երկու բամբակյա, վիսկոզից կամ դակրոնային ձող-վիրախձուծներով կամ Ամիեսի կամ Ստյուարտի ՓՄ-ներով՝ ցանքն անմիջապես կատարելու անհնարինության դեպքում • Նմուշի փոխադրումը առավելագույնը 1 ժամվա ընթացքում, (4-8)°C ջերմաստիճանում թույլատրվում է պահել մինչև 2 ժամ, ՓՄ-ի վրա՝ մինչև 12 ժամ, դատարկ մանրէագերծ փորձանոթի մեջ վերցնելիս նմուշը լաբորատորիա են փոխադրում անհապաղ:		այո	հաստատված	ոչ

Հետազոտություն	Կենսաբանական նյութի նմուշների հետազոտություն՝ դիակային նյութ	2 նմուշ		4000	Դասականմանըէաբանական	ստամոքսի պարունակություն, աղիքն իր պարունակության, լյարդ, փայծաղ, լեղապարկը լեղիով, արյուն, ուղեղ և այլն		• արյունը՝ 5-10մլ ծավալով • օրգանից կամ հյուսվածքից ԿՆՕ.5-1սմ3 մեծությամբ՝ մանրէազերծ Պետրիի թասի կամ տարայի մեջ • թոքային նմուշը վերցնում են արմատային հատվածից և/կամ յուրաքանչյուր բլթի մեջտեղից • լյարդի նմուշը յուրաքանչյուր բլթից • աղիքի պարունակությունը հետազոտելու համար 2-3 կտրվածք տարբեր հատվածներից երկկողմ անոթակապ տեղադրելուց հետո • բաց խոռոչներից թարախը և ՈՈւՀ-ը՝ մանրէազերծ ներարկչով՝ 1-5մլ քանակությամբ և լցնում մանրէազերծ փորձանոթի մեջ • նմուշառումը՝ բոլոր նմուշները հիվանդի մահից մինչև 12 ժամվա ընթացքում • փոխադրումը՝ առավելագույնը 1-2 ժամվա ընթացքում՝ կից ուղեգրում պարտադիր նշելով հիվանդի մահվան ամսաթիվը և		այո	հաստատված	ոչ
----------------	--	---------	--	------	----------------------	--	---	--	--	-----	-----------	----

Հետազոտություն	Օդակաթիլային վարակների ախտորոշում՝ մանրէային մենինգիտ, դիֆթերիա, կապույտ և հարկապույտ հագ, ստաֆիլակոկային, ստրեպտակոկային և պնևմակոկային վարակների ախտորոշում, հեմոֆիլուս ինֆլուենցայով պայմանավորված վարակի ախտորոշում	1 նմուշ/ 1 վարակ		4000	Դասական-մանրէաբանակ	Քսուկ վարակի օջախից՝ բկանցք, քթի խոռոչ, քիթըմպան, ՈՌԻՀ, արյուն	 Բերանի խոռոչից՝ • նմուշառումը քաղցած վիճակում, ուտելուց 2 ժամ առաջ կամ 2 ժամ հետո • մանրէագերծ վիրախծուծով կամ գղալիկով, փառերի ու թաղանթների առկայության դեպքում՝ մանրէագերծ ունելիով քթի խոռոչ • մինչ քթից նմուշառում իրականացնելը, քթանցքների մուտքի դռները նախապես մշակում են 70% էթիլ սպիրտով • առաջնային մասից նյութը վերցնում են մեկ մանրէագերծ բամբակե (վիսկոզային) վիրախծուծով երկու քթանցքից միաժամանակ և ընկղմում 5մլ ֆիզիոլոգիական լուծույթ պարունակող փորձանոթի մեջ՝ քանակական հետազոտության համար, • փոխադրումը՝ ոչ ավել, քան 2 ժամվա ընթացքում, շոգ եղանակին՝ ավելի արագ քթաըմպան՝ • նմուշառումը՝ քաղցած	5 օր	այո	հաստատված	ոչ
----------------	---	------------------	--	------	---------------------	--	---	------	-----	-----------	----

Հետազոտություն	Կենսաբանական նմուշների հետազոտություն լիստերիաների, կամպիլոբակտերիաների հայտնաբերման վերաբերյալ	1 նմուշ/ 1 վարակ		6000	Դասական-մանրէաբանակ	Կղանք,փսխման զանգված		Կղանք՝ - մանրէազերծ տարա՝ մանրէազերծ գդալիկով կամ մածկաթիակով/փորձանոթ կամ փոխադրման միջավայր (Կերի - Բլեր) - կղանքում ախտաբանական խառնուրդների առկայության դեպքում նմուշառման համար ընտրում են լորձ, թարախ, էպիթելի մասնիկներ և/կամ փրփուր պարունակող հատվածներ - չի թույլատրվում կղանքի նմուշի խառնումը մեզի հետ 2 գրամից ոչ պակաս քանակությամբ՝ կղանքային զանգվածի 3 տարբեր հատվածներից պահպանումը՝ փոխադրող միջավայրի վրա՝ մինչև 48 ժամ, առանց դրա՝ 2-4 ժամում Փսխման զանգված՝ - ստամոքսի լվացման ջրերի առաջին բաժինը՝ հատկապես մինչև կալիումի պերմանգանատի լուծույթի	3-5 օր	այո	հաստատված	ոչ
----------------	---	------------------	--	------	---------------------	----------------------	---	--	--------	-----	-----------	----

Հետազոտություն	Աղիքային վարակների ախտորոշում՝ շիզելոզ, սալմոնելոզ, պայմանական ախտածին մանրէներով պայմանավորված վարակներ (կղանքում, մեզում, փսխման զանգվածներում և հնարավոր այլ կենսամուշնեքում)	1 նմուշ/1 անձ		2000	Դասականմանը բանական	Կղանք, մեզ, փսխման զանգվածներ		Կղանք՝ • մանրէազերծ տարա՝ մանրէազերծ գդալիկով կամ մածկաթիակով/փորձանոթ կամ փոխադրման միջավայր (Կերի - Բլեր) • կղանքում ախտաբանական խառնուրդների առկայության դեպքում նմուշառման համար ընտրում են լորձ, թարախ, էպիթելի մասնիկներ և/կամ փրփուր պարունակող հատվածներ • չի թույլատրվում կղանքի նմուշի խառնումը մեզի հետ • 2 գրամից ոչ պակաս քանակությամբ՝ կղանքային զանգվածի 3 տարբեր հատվածներից պահպանումը՝ փոխադրող միջավայրի վրա՝ մինչև 48 ժամ, առանց դրա՝ 2-4 ժամում Փսխման զանգված՝ • ստամոքսի լվացման ջրերի առաջին բաժինը՝ հատկապես մինչև կալիումի պերմանգանատի լուծույթի	3-5 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Դիսբակտերիոզի նկատմամբ հետազոտություն	1 նմուշ/1 անձ		5000	Դասականմանը բանական	Կղանք		• մանրէազերծ՝ հերմետիկ փակվող պտուտակավոր կափարիչով տարա, • նվազագույնը 1 գ կամ 1սմ ³ նմուշ, • մինչև հակամանրէային դեղերով և պրոբիոտիկներով բուժումը, • պահպանումը՝ 4-8 °C ջերմային պայմաններ որ ավել, քան 2 ժամ	5 օր	այո	հաստատված	ոչ

Հետազոտություն	Հեմոկուտուրայի հետազոտություն (տիֆ-պարատիֆային վարակներ,արյան մանրէազերծության որոշում)	1 նմուշ/1 անձ		5000	Դասակ ան մանրէա բանակ ան	Արյուն		• արյան մանրէաբանական ցանքի միջավայրով շիշ/սրվակ կամ արդեն իսկ ցանված արյուն՝ 1/10 հարաբերությամբ, • արյան նվազագույն քանակը՝ 2, 5, 10 մլ՝ կախված տարիքից • նմուշն անմիջապես տեղափոխում են մանրէաբանական լաբորատորիա կամ պահպանում սենյակային ջերմաստիճանում՝ 24 ժամից ոչ ավել	3-8 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Ֆերսինիոզի, էնտերոպաթոգեն աղիքային ցուպիկի (սոմատիկ անտիգենի որոշումով) վերաբերյալ ախտորոշիչ հետազոտություններ	1 նմուշ (1 հետազ.)		8000	Դասակ ան մանրէա բանակ ան	Կղանք, մեզ, արյուն(յերսին իոզ)		Կղանք՝ • մանրէազերծ տարա՝ մանրէազերծ գդալիկով կամ մածկաթիակով/փորձանոթ • կղանքում ախտաբանական խառնուրդների առկայության դեպքում նմուշառման համար ընտրում են լորձ, թարախ, էպիթելի մասնիկներ և/կամ փրփուր պարունակող հատվածներ • չի թույլատրվում կղանքի նմուշի խառնումը մեզի հետ • 2 գրամից ոչ պակաս քանակությամբ՝ կղանքային զանգվածի 3 տարբեր հատվածներից պահպանումը՝ փոխադրող միջավայրի վրա՝ մինչև 48 ժամ, առանց դրա՝ 2-4 ժամում Փսխման զանգված՝ • ստամոքսի լվացման ջրերի առաջին բաժինը՝ հատկապես մինչև կալիումի պերմանգանատի լուծույթի կիրառումը • 50-100 մլ ծավալով (եթե	3-7 օր	այո	հաստատված	ոչ

Հետազոտություն	Հետազոտություններ աղիքային վարակների մանրէակրության վերաբերյալ	1 հետազ.		1200	Դասակ ան մանրէա բանակ ան	Կղանք		• մանրէազերծ փորձանոթ ձողով կամ մանրէազերծ տարա • վիրախճուծով նմուշառման ժամանակ վերջինս նախապես խոնավեցնում են մանրէազերծ ֆիզիոլոգիական լուծույթով • նմուշառման արդյունքում համոզվում են - վիրախճուծի/խողովակիկի վրա կղանքային զանգվածի և/կամ կղանքային հետքերի առկայության մեջ • ուղիղաղիքային վիրախճուծը նմուշառումից հետո հետազոտում են հնարավորինս արագ կամ, հակառակ դեպքում, նմուշառումից հետո այն տեղադրում են փոխադրման կամ հարստացնող միջավայրի մեջ	2-5 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Հետազոտություն ստաֆիլակոկկության վերաբերյալ (քթի, ըմպանի լորձում, կղանքում կամ այլ կենսաբանական նյութում)	1 հետազ./1 նմուշ		800	Դասակ ան մանրէա բանակ ան	Նմուշ քթից, ըմպանի լորձից		• մանրէազերծ փորձանոթ՝ վիրախճուծով • փոխադրումը ոչ ավել, քան 2 ժամվա ընթացքում	2-3 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայնության/կայունության որոշում	1 նմուշ/1 հետազ.		2000	Դասակ ան մանրէա բանակ ան	Մանրէային կուլտուրա		եռաշերտ փաթեթավորմամբ, փոխադրման/ կենսունակությունն ապահովող միջավայրով և ջերմային ռեժիմի ապահովմամբ	2օր	այո	հաստատված	այո
Հետազոտություն	Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության մեխանիզմների որոշում	1 նմուշ/1 հետազ.		4000	Դասակ ան մանրէա բանակ ան	Մանրէային կուլտուրա		եռաշերտ փաթեթավորմամբ, փոխադրման/ կենսունակությունն ապահովող միջավայրով և ջերմային ռեժիմի ապահովմամբ	2 օր	այո	հաստատված	ոչ
Հետազոտություն	E-թեստով հակամանրէային դեղերի նվազագույն ճնշող խտության որոշում	1 նմուշ/1 հետազ.		4000	Դասակ ան մանրէա բանակ ան	Մանրէային կուլտուրա		եռաշերտ փաթեթավորմամբ, փոխադրման/ կենսունակությունն ապահովող միջավայրով և ջերմային ռեժիմի ապահովմամբ	2 օր	այո	հաստատված	ոչ

Հետազոտություն	Բոտուլիզմի ախտորոշում և հաստատում (չեզոքացման ռեակցիա՝ պոլիվալենտ շիճուկով)	1 նմուշ (1 հետազ.)		20000	Կենսաբանական մեթոդ	Մանրամթերքի մնացորդ, արյուն, կղանք, փսխման զանգված, դիակային նմուշ		Կենսանմուշի համար՝ • մանրէազերծ տարա/փորձանոթ • արյունը՝ 8-10մլ կամ անջատված շիճուկը՝ նվազագույնը 3.2 մլ ծավալով, մնացած նմուշները՝ 50-200 գ/մլ քանակով • փոխադրումը՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված, 2-8°C -ում Մանրամթերքի մնացորդը • իրական տարայում՝ նվազագույնը՝ 50մլ/գ քանակով • փոխադրումը՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված, 2-8OC -ում	4 օր	այո	հաստատված	ոչ	
Հետազոտություն	Բոտուլիզմի ախտորոշում և հաստատում (չեզոքացման ռեակցիա՝ մոնովալենտ շիճուկներով տիպի որոշում)	1 նմուշ (1 հետազ.)		30000	Կենսաբանական մեթոդ	Մանրամթերքի մնացորդ, արյուն, կղանք, փսխման զանգված, դիակային նմուշ		Կենսանմուշի համար՝ • մանրէազերծ տարա/փորձանոթ • արյունը՝ 8-10մլ կամ անջատված շիճուկը՝ նվազագույնը 4.8մլ ծավալով, մնացած նմուշները՝ 50-200 գ/մլ քանակով • փոխադրումը՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված, 2-8°C -ում Մանրամթերքի մնացորդը • իրական տարայում՝ նվազագույնը՝ 50մլ/գ քանակով • փոխադրումը՝ արևի ճառագայթներից պաշտպանված, 2-8OC -ում	4 օր	այո	հաստատված	ոչ	
Հետազոտություն	Ներկայացված արտադրանքի (սառք, սաքավորում, լուծույթներ (նաև ախտահանիչ)՝ տարբեր հակամանրէային ազդեցությամբ և այլն) հակամանրէային ազդեցության արդյունավետության ուսումնասիրություն	1 հետազ./1 նոսրացմամբ կամ 1 էքսպոզիցիայով		5000	Դասական	Սառք, սաքավորում, ախտահանիչ լուծույթներ	 	արտադրական տարա /սառք	5 օր				ոչ

Հետազոտություն	Մնուցող միջավայրերի որակի համալիր ստուգում	1 տեսակի մնուցող միջավայր		10000	Դասականման բանակն	Մնուցող միջավայր		արտադրական տարա կամ պատրաստի միջավայր	5 օր	չի պահանջվում		ոչ
Հետազոտություն	Օդա-կաթիլային, աղիքային և այլ մանրէների կուլտուրաների տարբերակում, նույնականացում	1 կուլտուրա		5000	Դասականման բանակն	Մանրէային կուլտուրա		Էռաշերտ փաթեթավորմամբ, փոխադրման/կենսունակությունն ապահովող միջավայրով և ջերմային ռեժիմի ապահովմամբ	5 օր	այո	ոչ	ոչ
Հետազոտություն	Ազյուտինացիայի ռեակցիա տիֆ-պարատիֆային վարակների ախտորոշում	1 նմուշ/1 անձ		6000	Շճաբանական	Արյան շիճուկ		Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային փորձանոթ՝ նվազագույնը 1-2մլ արյան շիճուկով	24 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	Ազյուտինացիայի ռեակցիա՝ յերսինիոգային վարակների ախտորոշում	1 նմուշ/1 անձ		6000	Շճաբանական	Արյան շիճուկ		Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային փորձանոթ՝ նվազագույնը 1-2մլ արյան շիճուկով	24 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	Vi-հեմագլյուտինացիայի ռեակցիա տիֆ-պարատիֆային վարակների ախտորոշում	1 նմուշ/1 անձ		6000	Շճաբանական	Արյան շիճուկ		Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային փորձանոթ՝ նվազագույնը 1-2մլ արյան շիճուկով	24 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	Ստաֆիլակոկային A, B, C, D, E տիպերի էնտերոտոքսինների որոշում սննդամթերքում	1 հետազ.		16250	ԻՖԱ	Մանրամթերք		Մանրէազերծ տարա, 25 մլ / սմ ³ նմուշ	24 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը

Հետազոտություն	Կապույտ հազի տոքսինի առկայության որոշում արյան շիճուկում՝ IgG-ի հայտնաբերմամբ	1 հետազ.		6000	ԻՖԱ	Արյան շիճուկ		Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային փորձանոթ՝ նվազագույնը 1-2մլ արյան շիճուկով	24 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	Ասպերգիլոզի ախտորոշում՝ Ig G-ի որոշմամբ	1 հետազ.		6000	ԻՖԱ	Արյան շիճուկ		Մանրէազերծ ցենտրիֆուգային փորձանոթ՝ նվազագույնը 1-2մլ արյան շիճուկով	24 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	Campylobacter-ի հայտնաբերում սննդամթերքում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ԻՔԱ	Սննդամթերք		Մանրէազերծ տարա, 25 մլ / սմ ³ նմուշ	2 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	Readycult Coliforms հավաքածուով ջրում կոլիձև մանրէների առկայության արագ որոշում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ԻՔԱ	Ջուր		Մանրէազերծ տարա, 100 մլ ջրի նմուշ	1 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	Ա խմբի ստրեպտոկոկների հակամարմինների արագ հայտնաբերում բկանցքի քսուկից	1 նմուշ/1 հետազ.		4000	ԻՔԱ	Քսուկ բկանցքից		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախձուծով	1 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	E.coli O 157 շճախմբի և <վերորոշյալ 1 և 2 > հակամարմինների արագ հայտնաբերում և տարբերակում	1 նմուշ/1 հետազ.		4000	ԻՔԱ	Կղանք		Մանրէազերծ տարա	1 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը

Հետազոտության թյուն	Legionella Antigen Urinary արագ թեստով լեգիոնելոզի ախտորոշում մեզի հետազոտությամբ	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ԻՔԱ	Մեզ		Մանրէազերծ տարա	1 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	Հելիկոբակտեր պիլորիի հակաձնի որոշման արագ թեստ (կղանքում)	1 նմուշ/1 հետազ.		4000	ԻՔԱ	Կղանք		Մանրէազերծ տարա	1 ժամ	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	Կամպիլոբակտերիաների արագ հայտնաբերում սննդամթերքում	1 նմուշ/1 հետազ.		4000	ԻՔԱ	Սննդամթերք		Մանրէազերծ տարա, նմուշի ծավալը նվազագույնը 25 մլ կամ սմ ³	2 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	Legionella pneumophila-ի հայտնաբերում ջրի և արտաքին միջավայրի այլ օբյեկտների նմուշներում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Ջուր		Մանրէազերծ տարա՝ մինչև 1 լիտր ջուր	1 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	Shigella spp, Salmonella spp, Campylobacter spp-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերում շրջակա միջավայրի նմուշներում	1 նմուշ/1 հետազ.		15000	ՊՇՌ	Սննդամթերք		Մանրէազերծ տարա, յուրաքանչյուր հետազոտության համար 25 մլ/ սմ ³ նմուշ	2-3 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	Հելիկոբակտեր պիլորիի ԴՆԹ-ի հայտնաբերում կլինիկական նմուշներում	1 նմուշ/1 հետազ.		8000	ՊՇՌ	Բիոպատառադեստամոքսային տրակտից		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախձուծով	1-3 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը

Հետազոտության թյուն	Յերսինիոզի հարուցիչների (Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis) ԴՆԹ-ի հայտնաբերում կլինիկական նմուշներում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Կղանք		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախծուծով կամ տարա	1-3 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	Շիգելաների, սալմոնելաների և կամպիլոբակտերիաների (Shigella spp, Salmonella spp, Campylobacter spp) ԴՆԹ-ների միաժամանակյա հայտնաբերում կլինիկական նմուշներում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Կղանք		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախծուծով կամ տարա	1-3 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	Կապույտ և հարկապույտ հազի միաժամանակյա ախտորոշում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Քսուկ քիթ-ըմպանից		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախծուծով	1-3 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	Էշերիխիոզների հարուցիչների ԴՆԹ-ի միաժամանակյա հայտնաբերում կղանքի նմուշում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Կղանք		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախծուծով կամ տարա	1-3 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	Մանրէային մենինգիտների (պայմանավորված մենինգակոկերով, պնևմոկոկերով և հեմոֆիլներով) ախտորոշում ողնուղեղային հեղուկում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Ողնուղեղային հեղուկ		Մանրէազերծ էպենդորֆի փորձանոթ նվազագույնը 0.2 մլ նմուշ	1 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը

Հետազոտության թյուն	<i>Listeria monocytogenes</i> -ի ԴՆԹ-հայտնաբերում կլինիկական նմուշներում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	ամբողջական արյուն, պորտալարից արյուն, ռդնոդեղային հեղուկ, լիմֆատիկ հանգույցների պունկտատ, քսուկ քիթըմպանից, հեշտոցից և կոնյուկտիվայից, ամնեոտիկ հեղուկ, պլացենտա, մեզ, կրծքի կաթ, մեկոնիում և կղանք		Մանրէազերծ փորձանոթ/վակուտայներ/փոխադրող միջավայր	1-3օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտության թյուն	<i>T. vaginalis</i> -ի, <i>Neisseria gonorrhoeae</i> -ի, <i>Chlamydia trachomatis</i> -ի ԴՆԹ-ի կլինիկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Քերուկ/քսուկ միզասեռական համակարգի, ուղիղ աղիքի, բերանի, կոնյուկտիվայի լորձաթաղանթից, մեզ, շագանակագեղձի արտազատուկ		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախճուծով/մանրէազերծ սրվակ	1-3 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը

Հետազոտություն	Chlamydia trachomatis-ի, Ureaplasma-ի, Mycoplasma hominis-ի ԴՆԹ-ի կլինիկական նմուշներում միաժամանակյա հայտնաբերում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Քերուկ/քսուկ միզասեռական համակարգի, ուղիղ աղիքի, բերանի, կոնյուկտիվայի լորձաթաղանթից, մեզ, շագանակագեղձի արտազատուկ		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախճուծով/մանրէազերծ սրվակ	1-3 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	G. vaginalis-ի և Lactobacillus species-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերում և քանակական որոշում կլինիկական նմուշում	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Արտադրություն հեշտոցից		Մանրէազերծ տարա	1-3 օր	այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Հետազոտություն	Մետիցիլինկայուն Staphylococcus aureus-ի ԴՆԹ-ի հայտնաբերում կլինիկական նմուշից	1 նմուշ/1 հետազ.		10000	ՊՇՌ	Կենսաբանական նմուշ		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախճուծով/մանրէազերծ սրվակ		այո	հաստատված	յուրաքանչյուր հավաքածու ունի իր հրահանգը
Նմուշառում	Օդային միջավայրի նմուշառում՝ ներծծող սարքի կիրառմամբ, մանրէաբանական հետազոտությունների համար	1 կետ/1 ցուցանիշ		1000	Ներծծման մեթոդ	Օդ		Ներծծող սարք, սնուցող միջավայր		այո	հաստատված	ոչ
Նմուշառում	Մանրամթերքի, ջրի, հողի պոլիմերային նյութերի և այլ արտադրանքի նմուշառում	1 նմուշ		500	Նմուշառում	Մանրամթերք, ջուր, հող		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախճուծով/մանրէազերծ սրվակ, շիշ		այո	հաստատված	ոչ

Նմուշառում	Օդային միջավայրի (նստեցման մեթոդով), արտաքին միջավայրի օբյեկտներից՝ առարկաներից և մակերեսներից լվացուկների (ներառյալ մանրէազերծման և ախտահանման որակների հսկողության, սանիտարահելմինթոլոգիական և հետազոտությունների, պերիանալ քերուկի), կենսանմուշների , բացի արյան նմուշներից (առանց փոխադրման միջավայրի օգտագործման) նմուշառում	1 նմուշ		150	Նմուշառում	Լվացուկ		Մանրէազերծ փորձանոթ վիրախծուծով/մանրէազերծ սրվակ		այո	հաստատված	ոչ
Նմուշառում	Կենսանմուշների նմուշառում՝ փոխադրման միջավայրի օգտագործմամբ	1 նմուշ		500	Նմուշառում	Կենսանմուշ		Առևտրային արտադրության փոխադրման միջավայրեր		այո	հաստատված	ոչ

